Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, по состоянию на 16:47 01.10.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 200886;

2. Сквозной идентификатор реестровой записи: 178359;

3. Статус: Действует;

4. Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2024/23136 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02934161);

5. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 12.07.2024;

6. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 08.06.2026;

7. Период действия версии: с 08.06.2026;

8. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;

9. Наименование медицинского изделия: Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023
I. Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023, в составе:
1. Инструменты биполярные, в вариантах исполнения:
1.1. Пинцет прямой Исп. 1 (Э621, Э622, Э623, Э626, Э627, Э6210, Э6230, Э6231, Э6242, Э6244, Э6254, Э6259, Э6261, Э6262) - 1 шт. (одного типоразмера).
1.2. Пинцет прямой Исп. 2 (Э628, Э629, Э6211, Э6232, Э6233, Э6240, Э6241, Э6258, Э6260) (одного типоразмера) (при необходимости).
1.3. Пинцет прямой Исп. 3 (Э6252) (при необходимости).
1.4. Пинцет изогнутый Исп. 1 (Э6212, Э6214, Э6215, Э6234, Э6235, Э6245, Э6246, Э6247, Э6248, Э6253, Э6255, Э6256, Э6257) (одного типоразмера) (при необходимости).
1.5. Пинцет изогнутый Исп. 2 (Э6213, Э6263) (одного типоразмера) (при необходимости).

1.6. Зажим биполярный (Э921, Э922, Э923) (одного типоразмера) (при необходимости).
1.7. Ножницы биполярные (Э711) (при необходимости).
2. Инструменты монополярные, в вариантах исполнения:
2.1. Электрод-лезвие прямой (Э111, Э114, Э115, Э116, Э117, Э122, Э124) - 1 шт. (одного типоразмера).
2.2. Электрод-лезвие изогнутый (Э113, Э118) (одного типоразмера) (при необходимости).
2.3. Электрод-крючок (Э123) (при необходимости).
2.4. Электрод-игла прямой (Э212, Э215, Э218, Э219, Э221, Э222, Э225, Э226, Э2110, Э2111, Э2112, Э2113, Э2114, Э2115, Э2116, Э2120) (одного типоразмера) (при необходимости).
2.5. Электрод-игла изогнутый (Э213, Э214) (одного типоразмера) (при необходимости).
2.6. Электрод-игла прямой изолированный (Э 2118, Э227) (одного типоразмера) (при необходимости).
2.7. Электрод-игла изогнутый изолированный (Э2119) (при необходимости).
2.8. Электрод-игла короткий изогнутый (Э2121) (при необходимости).
2.9. Электрод офтальмологический стержневой (Э216) (при необходимости).
2.10. Электрод офтальмологический игольчатый (Э217) (при необходимости).
2.11. Электрод-шарик прямой (Э311, Э312, Э315, Э321, Э322, Э323, Э324, Э325) (одного типоразмера) (при необходимости).
2.12. Электрод-шарик изогнутый (Э313, Э314) (одного типоразмера) (при необходимости).
2.13. Электрод-шарик короткйй (Э318) (при необходимости).
2.14. Электрод-шарик изолированный (Э329) (при необходимости).
2.15. Электрод-шарик (Э319) (при необходимости).
2.16. Электрод-пуговка (Э316, Э317) (одного типоразмера) (при необходимости).
2.17. Электрод эпикардиальный (Э326, Э327) (одного типоразмера) (при необходимости).
2.18. Электрод-парус (Э411, Э412, Э413) (одного типоразмера) (при необходимости).
2.19. Электрод-петля круглый (Э511, Э512, Э513, Э514, Э515, Э516, Э521, Э522, Э523, Э524, Э525,Э526, Э527, Э 5115,Э 5116, Э5117, Э 5211,Э5212, Э5213,Э 5214, Э5215) (одного типоразмера) (при необходимости).
2.20. Электрод-петля овальный (Э517, Э518, Э528, Э529) (одного типоразмера) (при необходимости).
2.21. Электрод-петля ромб (Э519, Э5110) (одного типоразмера) (при необходимости).
2.22. Электрод нейтральный стальной (Э812, Э813) (одного типоразмера) (при необходимости).
2.23. Электрод нейтральный односекционный (Э821, Э822) (одного типоразмера) (при необходимости).
2.24. Электрод нейтральный двухсекционный (Э823, Э824) (одного типоразмера) (при необходимости).
II. Принадлежности:
1. Кабели и адаптеры для инструментов биполярных, в вариантах исполнения:
1.1. Кабель биполярного пинцета Исп.1 (К211, К221) (одного типоразмера).
1.2. Кабель биполярного пинцета Исп.2 (К218).
1.3. Кабель биполярного пинцета Исп.3 (К2113, К2213) (одного типоразмера).
1.4. Кабель биполярного пинцета Исп.4 (К2114, К2214) (одного типоразмера).

1.5. Кабель биполярного пинцета Исп.5 (К2115).

1.6. Кабель биполярного пинцета Исп.6 (К2117).

1.7. Кабель для ножниц (К212).

1.8. Кабель для биполярного инструмента Исп. 1 (К213).

1.9. Кабель для биполярного инструмента Исп. 2 (К214).

1.10. Кабель для биполярного инструмента Исп. 3 (К215, К225, К2110) (одного типоразмера).

1.11. Кабель для биполярного инструмента Исп. 4 (К216, К226, К217) (одного типоразмера).

1.12. Кабель для биполярного инструмента Исп. 5 (К2116).

1.13. Адаптер Исп. 1 (К219).

1.14. Адаптер Исп. 2 (К2118).

1.15. Кабель переходник для биполярного инструмента (К2111).

2. Кабели для инструментов монополярных, в вариантах исполнения:

2.1. Кабель нейтрального электрода Исп. 1 (К111, К121) (одного типоразмера).

2.2. Кабель нейтрального электрода Исп. 2 (К117, К127) (одного типоразмера).

2.3. Кабель нейтрального электрода Исп. 3 (К115).

2.4. Кабель нейтрального электрода Исп. 4 (К119).

2.5. Кабель монополярный (К112, К118).

2.6. Держатель монополярного электрода, управление с педали (К113).

2.7. Держатель монополярного электрода, управление кнопками (К114).

III. Эксплуатационная документация:

1. Руководство по эксплуатации.

2. Паспорт.

10. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

11. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

12. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

13. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОРГЕ МЕДИКАЛ";

14. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 634021, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТОМСК, Г ТОМСК, УЛ АЛТАЙСКАЯ, Д. 149, ПОМЕЩ. 2005;

15. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 634021, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТОМСК, Г ТОМСК, УЛ АЛТАЙСКАЯ, Д. 149, ПОМЕЩ. 2005;

16. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Россия;

17. ОКП/ОКПД2: 32.50.50.190;

18. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2б;

19. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Изделия предназначены для препарирования, резания, коагуляции биологических тканей и герметизации кровеносных сосудов в инвазивной (открытой) хирургии с помощью высокочастотного тока в биполярном и монополярном режимах.;

20. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 292530; 332020; 332360;

21. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: ООО "ЛОРГЕ МЕДИКАЛ", 634061, Томская область, городской округ город Томск, г. Томск, ул. Герцена, д. 72, пом. 3071;

22. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

23. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
332020	Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023, в составе: 1. Инструменты биполярные, в вариантах исполнения: 1.1. Пинцет прямой Исп. 1 (Э621, Э622, Э623, Э626, Э627, Э6210, Э6230, Э6231, Э6242, Э6244, Э6254, Э6259, Э6261, Э6262) - 1 шт. (одного типоразмера).
332020	Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023, в составе: 1. Инструменты биполярные, в вариантах исполнения: 1.2. Пинцет прямой Исп. 2 (Э628, Э629, Э6211, Э6232, Э6233, Э6240, Э6241, Э6258, Э6260) (одного типоразмера) (при необходимости).
332020	Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023, в составе: 1. Инструменты биполярные, в вариантах исполнения: 1.3. Пинцет прямой Исп. 3 (Э6252) (при необходимости).

332020	Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023, в составе: 1. Инструменты биполярные, в вариантах исполнения: 1.4. Пинцет изогнутый Исп. 1 (Э6212, Э6214, Э6215, Э6234, Э6235, Э6245, Э6246, Э6247, Э6248, Э6253, Э6255, Э6256, Э6257) (одного типоразмера) (при необходимости).
332020	Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023, в составе: 1. Инструменты биполярные, в вариантах исполнения: 1.5. Пинцет изогнутый Исп. 2 (Э6213, Э6263) (одного типоразмера) (при необходимости).
332020	Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023, в составе: 1. Инструменты биполярные, в вариантах исполнения: 1.6. Зажим биполярный (Э921, Э922, Э923) (одного типоразмера) (при необходимости).
332020	Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023, в составе: 1. Инструменты биполярные, в вариантах исполнения: 1.7. Ножницы биполярные (Э711) (при необходимости).
332360	Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023, в составе: 2. Инструменты монополярные, в вариантах исполнения: 2.1. Электрод-лезвие прямой (Э111, Э114, Э115, Э116, Э117, Э122, Э124) - 1 шт. (одного типоразмера).
332360	Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023, в составе: 2. Инструменты монополярные, в вариантах исполнения: 2.2. Электрод-лезвие изогнутый (Э113, Э118) (одного типоразмера) (при необходимости).
332360	Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023, в составе: 2. Инструменты монополярные, в вариантах исполнения: 2.3. Электрод-крючок (Э123) (при необходимости).
332360	Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023, в составе: 2. Инструменты монополярные, в вариантах исполнения: 2.4. Электрод-игла прямой (Э212, Э215, Э218, Э219, Э221, Э222, Э225, Э226, Э2110, Э2111, Э2112, Э2113, Э2114, Э2115, Э2116, Э2120) (одного типоразмера) (при необходи-мости).
332360	Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023, в составе: 2. Инструменты монополярные, в вариантах исполнения: 2.5. Электрод-игла изогнутый (Э213, Э214) (одного типоразмера) (при необходимости).
332360	Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023, в составе: 2. Инструменты монополярные, в вариантах исполнения: 2.6. Электрод-игла прямой изолированный (Э 2118, Э227) (одного типоразмера) (при необ-ходимости).

332360	Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023, в составе: 2. Инструменты монополярные, в вариантах исполнения: 2.7. Электрод-игла изогнутый изолированный (Э2119) (при необходимости).
332360	Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023, в составе: 2. Инструменты монополярные, в вариантах исполнения: 2.8. Электрод-игла короткий изогнутый (Э2121) (при необходимости).
332360	Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023, в составе: 2. Инструменты монополярные, в вариантах исполнения: 2.9. Электрод офтальмологический стержневой (Э216) (при необходимости).
332360	Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023, в составе: 2. Инструменты монополярные, в вариантах исполнения: 2.10. Электрод офтальмологический игольчатый (Э217) (при необходимости).
332360	Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023, в составе: 2. Инструменты монополярные, в вариантах исполнения: 2.11. Электрод-шарик прямой (Э311, Э312, Э315, Э321, Э322, Э323, Э324, Э325) (одного типоразмера) (при необходимости).
332360	Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023, в составе: 2. Инструменты монополярные, в вариантах исполнения: 2.12. Электрод-шарик изогнутый (Э313, Э314) (одного типоразмера) (при необходимости).
332360	Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023, в составе: 2. Инструменты монополярные, в вариантах исполнения: 2.13. Электрод-шарик короткий (Э318) (при необходимости).
332360	Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023, в составе: 2. Инструменты монополярные, в вариантах исполнения: 2.14. Электрод-шарик изолированный (Э329) (при необходимости).
332360	Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023, в составе: 2. Инструменты монополярные, в вариантах исполнения: 2.15. Электрод-шарик (Э319) (при необходимости).
332360	Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023, в составе: 2. Инструменты монополярные, в вариантах исполнения: 2.16. Электрод-пуговка (Э316, Э317) (одного типоразмера) (при необходимости).

332360	Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023, в составе: 2. Инструменты монополярные, в вариантах исполнения: 2.17. Электрод эпикардиальный (Э326, Э327) (одного типоразмера) (при необходимости).
332360	Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023, в составе: 2. Инструменты монополярные, в вариантах исполнения: 2.18. Электрод-парус (Э411, Э412, Э413) (одного типоразмера) (при необходимости).
332360	Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023, в составе: 2. Инструменты монополярные, в вариантах исполнения: 2.19. Электрод-петля круглый (Э511, Э512, Э513, Э514, Э515, Э516, Э521, Э522, Э523, Э524, Э525,Э526, Э527, Э 5115,Э 5116, Э5117, Э 5211,Э5212, Э5213,Э 5214, Э5215) (одного типоразмера) (при необходимости).
332360	Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023, в составе: 2. Инструменты монополярные, в вариантах исполнения: 2.20. Электрод-петля овальный (Э517, Э518, Э528, Э529) (одного типоразмера) (при необходимости).
332360	Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023, в составе: 2. Инструменты монополярные, в вариантах исполнения: 2.21. Электрод-петля ромб (Э519, Э5110) (одного типоразмера) (при необходимости).
292530	Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023, в составе: 2. Инструменты монополярные, в вариантах исполнения: 2.22. Электрод нейтральный стальной (Э812, Э813) (одного типоразмера) (при необходи-мости).
292530	Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023, в составе: 2. Инструменты монополярные, в вариантах исполнения: 2.23. Электрод нейтральный односекционный (Э821, Э822) (одного типоразмера) (при необходимости).
292530	Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023, в составе: 2. Инструменты монополярные, в вариантах исполнения: 2.24. Электрод нейтральный двухсекционный (Э823, Э824) (одного типоразмера) (при необходимости).

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: https://roszdravnadzor.gov.ru/.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF3D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11